

BD AutoShield™ Duo

Zapobieganie Zranieniom Ostryimi Narzędziami



Dyrektywa UE w sprawie Zapobiegania Zranieniom Ostryimi Narzędziami w Sektorze Szpitali opieki zdrowotnej

Dyrektywa weszła w życie z dniem 1 czerwca 2010 r. i miała być wdrożona w państwach członkowskich do 11 maja 2013 roku. Wdrażanie przepisów unijnych wymaga, aby wszystkie organizacje z sektora opieki zdrowotnej wdrożyły obowiązkowe standardy bezpieczeństwa, aby chronić pracowników opieki zdrowotnej przed zakażeniami igłą i późniejszym ryzykiem wystąpienia infekcji.

Tam, gdzie istnieje ryzyko zakażeń sprzętem ostrym i/lub zakażenia, należy eliminować ekspozycję pracowników opieki zdrowotnej poprzez podejmowanie następujących kroków*:

- ✓ Określenie i wdrożenie bezpiecznych procedur dot. stosowania i usuwania ostrych instrumentów medycznych i zanieczyszczonych odpadów.
- ✓ Eliminacja niepotrzebnego użycia sprzętu ostrego poprzez wdrożenie zmian w praktyce i na podstawie wyników oceny ryzyka, zapewniając wyroby medyczne wyposażone w mechanizmy zabezpieczające, zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie.
- ✓ Zakaz ponownego zakładania osłon na igły.

*DYREKTYWA RADY 2010/32/UE z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie wykonania umowy ramowej dotyczącej zapobiegania zranieniom ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej, zawartej przez HOSPEEM i EPSU.

<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0066:0072:EN:PDF>

BD AutoShield™ Duo

Dla bezpieczniejszych praktyk

BD oferuje „łatwe do opanowania” programy, aby wspomagać szkolenia pracowników opieki zdrowotnej.



Plakat



Interaktywna instrukcja użytkownika



www.bd.com

Becton, Dickinson U.K. Limited. Zarejestrowano w Anglii: 00852702. Siedziba: The Danby Building, Edmund Halley Road, Oxford Science Park, Oxford, Oxfordshire OX4 4DQ, BD, logo BD oraz wszystkie inne znaki towarowe są znakami towarowymi Becton, Dickinson and Company. ©2014 BD. Według stanu na marzec 2014 r., wszystkie twierdzenia i tekst są poprawne w momencie wydruku. **Według stanu na marzec 2014 r., wszystkie twierdzenia odnoszą się wyłącznie do leków przeciwcukrzycowych i wyrobów dostępnych w Wielkiej Brytanii.

BD AutoShield™ Duo

Pierwsza Bezpieczna Igła do Wstrzykiwaczy, oferująca ochronę zarówno od strony pacjenta, jak i końcówki wstrzykiwacza.



Helping all people live healthy lives



Automatyczna Podwójna Ochrona

BD AutoShield™ Duo

Obie osłony automatycznie blokują się po dokonaniu wstrzyknięcia, aby pomóc w zapobieganiu przypadkowym zakażeniom igłą po obu stronach igły.

**Becton Dickinson
Polska Sp. z o.o.**
ul. Osmańska 14
Warszawa 02-823 Polska
Tel. +48 22 377 11 00

BD AutoShield™ Duo

Dla Twojej ochrony

BD AutoShield™ Duo jest pierwszą bezpieczną igłą do wstrzykiwaczy dostępną w rozmiarze **5mm** z Automatyczną Podwójną Ochroną.

Przed wstrzyknięciem igła jest chroniona:



Podczas wstrzyknięcia osłony wycofują się:



Po wstrzyknięciu, igła jest chroniona:



Od strony

pacjenta, czerwona taśma znacznika potwierdzi, że mechanizmy zabezpieczające zostały aktywowane. Po wycofaniu ze skóry pacjenta, osłona od strony pacjenta zostanie zablokowana.



Od strony

wstrzykiwacza, ochrona jest potwierdzona, gdy pomarańczowa osłona zostanie rozłożona i ukryje igłę po wyjęciu ze wstrzykiwacza.



BD AutoShield™ Duo

Dla komfortu Twojego pacjenta

BD AutoShield™ Duo o rozmiarze 5 mm jest najkrótszą bezpieczną igłą do wstrzykiwaczy wśród dostępnych i nadaje się do stosowania u wszystkich osób leczonych insuliną.

- ✓ Zmniejsza ona ryzyko iniekcji domięśniowej, konieczności unoszenia fałdu skórno¹, stąd też zmniejsza ryzyko zakłucia igłą.
- ✓ Jej technologia cienkich ścianek, elektro-polerowanie i specjalna powłoka zmniejszająca tarcie zapewniają większy komfort podczas iniekcji.

Numer katalogowy BD AutoShield™ Duo:

0,30 mm (30G) x 5 mm

Opakowanie 100 szt.

Kod produktu: 329535

¹Gibney MA, Arce CH, Byron KJ, Hirsch LJ. Skin and subcutaneous adipose layer thickness in adults with diabetes at sites used for insulin injections: implications for needle length recommendations. Curr Med Res Opin 2010; 26:1519-30

BD AutoShield™ Duo

Dla Twojego spokoju

Podobnie jak w przypadku wszystkich igieł BD do wstrzykiwaczy, **BD AutoShield™ Duo** jest kompatybilna ze wszystkimi wstrzykiwaczami do stosowania w ramach leczenia cukrzycy.**

