


EasiVac

Zestaw do usuwania fragmentów prostaty i pęcherza po resekcji.

- Do usuwania fragmentów prostaty po przezcewkowej resekcji prostaty lub guza pęcherza moczowego. Szybkie i skuteczne odzyskiwanie fragmentów dzięki filtrowi i zastawce anty-zwrotnej. Nie zawiera lateksu.
- Opakowanie 20 szt. • Sterylne.



BEZZWROTNY SYSTEM FILTRACJI

System antyrefluksyjny (zastawka i filtr) Easivac zapewnia szybką i skuteczną aspirację elementów po resekcji.

Łącznik	Wolf	Storz	Olympus	ACMI
REF.	E80103	E80203	E80303	E80403

