


Poczuj różnicę

Pracuj sprawdzonymi narzędziami



Regionalna anestezja

Kształt podąża za funkcją

Od wielu lat znieczulenia podpajęczynówkowe są wiodącą techniką metody „single shot” w regionalnej anestezji.

Oczekuj więcej od swojej igły podpajęczynówkowej




3 główne cechy nowych igieł

Ergonomiczny uchwyt

1

Ergonomiczny uchwyt:

- Zwiększa kontrolę nad igłą
- Czytelniejsza odpowiedź ze strony tkanek, przez które przechodzi igła
- Wygodniejsze trzymanie igły






Krystaliczny pryzmat

2

Krystaliczny pryzmat:

- Szybka i łatwa identyfikacja wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego
- „Całkowite odbicie” - pryzmat początkowo ma srebrny kolor
- „Przezroczystość” – pryzmat staje się przezroczysty, gdy płyn mózgowo-rdzeniowy dostanie się do uchwytu




Firma B.BRAUN przeprowadziła wśród anestezjologów badania satysfakcji klienta.

Na podstawie ogólnościowych badań określiliśmy kluczowe cechy, które są najbardziej oczekiwane przez użytkownika przy procedurze znieczulenia podpajęczynówkowego. Są to:

- szybki i dobrze widoczny wypływ płynu mózgowo-rdzeniowego
- znakomicie wyczuwalne struktury tkankowe podczas wprowadzania igły do przestrzeni podpajęczynówkowej



Wasze uwagi oparte na doświadczeniu pozwoliły nam stworzyć nowy unikalny produkt, który otwiera nową drogę do większej precyzji w znieczuleniach podpajęczynówkowych.




Korzyści użytkownika:

- Ergonomiczny uchwyt stworzony dla zwiększenia kontroli nad igłą, łatwiejszego trzymania i wyczuwalnej odpowiedzi ze strony tkanek, przez które przechodzi igła
- Szybka i łatwa identyfikacja wypływu płynu mózgowo-rdzeniowego w uchwycie igły
- Konstrukcja prowadnicy pozwalająca maksymalnie wykorzystać długość igły podpajęczynówkowej

Nowa prowadnica


3




Nowa prowadnica:

- Perfekcyjnie dopasowana do uchwytu igły podpajęczynówkowej
- Zysk 10 mm długości roboczej igły podpajęczynówkowej w porównaniu z dotychczasową prowadnicą

Specyfikacja produktu

Spinocan	Średnica (G)	Długość (mm)	Średnica (mm)	Długość (cal)	Min. zam. (szt.)	Nr katalogowy
 <p>*pakowane razem z prowadnicą</p>	Igły ze szlifem Quincke					
	■ 29G	88 *	0.33	3 1/2"	25	4501900-13
	■ 27G	88	0.40	3 1/2"	25	4503902-01
	■ 26G	88	0.45	3 1/2"	25	4502906-01
	■ 25G	88	0.50	3 1/2"	25	4505905-01
	■ 25G	75	0.50	3"	25	4505751-01
	■ 22G	88	0.70	3 1/2"	25	4507908-01
	■ 22G	75	0.70	3"	25	4507754-13
	■ 22G	40	0.70	1 1/2"	25	4507401-13
	■ 20G	88	0.90	3 1/2"	25	4509900-01
	■ 20G	75	0.90	3"	25	4509757-13
	■ 19G	88	1.10	3 1/2"	25	4501195-13
	■ 19G	40	1.10	1 1/2"	25	4501144-13
	■ 18G	88	1.30	3 1/2"	25	4501390-01
	■ 18G	75	1.30	3"	25	4501373-13
	Igły ze szlifem Quincke - dłuższe rozmiary					
	■ 29G	120	0.33	4 3/4"	25	4501918-13
	■ 27G	120	0.40	4 3/4"	25	4502140-13
	■ 26G	120	0.45	4 3/4"	25	4504917-13
	■ 25G	120	0.50	4 3/4"	25	4505913-13
	■ 22G	120	0.70	4 3/4"	25	4506090-13

Pencan	Średnica (G)	Długość (mm)	Średnica (mm)	Długość (cal)	Min. zam. (szt.)	Nr katalogowy
 <p>*pakowane razem z prowadnicą</p>	Igły ze szlifem Pencil point					
	■ 27G	88	0.40	3 1/2"	25	4502027-01
	■ 27G	88*	0.40	3 1/2"	25	4502051-13
	■ 27G	103*	0.40	4"	25	4502124-13
	■ 25G	88	0.50	3 1/2"	25	4502019-01
	■ 25G	88*	0.50	3 1/2"	25	4502043-13
	■ 25G	103*	0.50	4"	25	4502116-13
	■ 22G	88	0.70	3 1/2"	25	4502035-13
	Igły ze szlifem Pencil point - dłuższe rozmiary					
	■ 27G	120	0.40	4 3/4"	25	4502132-13
	■ 25G	120	0.50	4 3/4"	25	4502120-13
	■ 25G	156	0.50	6"	25	333877-05
	Do zastosowania w pediatrii: Pencan Paed					
	■ 27G	50	0.40	2"	25	4502175-13
	■ 25G	25	0.50	1"	25	4502167-13
	■ 25G	50	0.50	2"	25	4502159-13

Prowadnica	Średnica (G)	Długość (mm)	Średnica (mm)	Długość (cal)	Min. zam. (szt.)	Nr katalogowy
 <p>do igieł Spinocan i Pencan</p>	Do igieł podpajęczynówkowych ■ 29G i ■ 27G					
	□ 22G	35	0.70	1 3/8"	25	4500059-13
	Do igieł podpajęczynówkowych ■ 26G and ■ 25G					
	■ 20G	35	0.90	1 3/8"	25	4505000-13