



chromID™ MRSA SMART

Izolacja szczepów MRSA
i Decyzja o Izolacji Pacjenta



chromID MRSA SMART



Nr katalogowy 413050 – 20 płytek

Nr katalogowy 413051 – 100 płytek



**Podłoże chromogenne do badań przesiewowych
w kierunku *Staphylococcus aureus* opornych na metycylinę (MRSA)**

Wysoka wiarygodność


- wysoka czułość i specyficzność podłoża
- wzrost metycylinoopornych gronkowców łącznie ze szczepami o oporności heterogennej oraz mecC

Szybkość

- wynik po 18-24 godzinach inkubacji

Wygoda

- gotowe do użycia podłoże
- posiew + izolacja + identyfikacja na tym samym podłożu
- łatwy odczyt - wzrost MRSA w postaci kolonii o zabarwieniu **różowym** do **czerwonego**



S.aureus MRSA
18 godz. inkubacja



S.haemolyticus
18 godz. inkubacja

bioMérieux Polska Sp. z o.o.
ul. Gen. Józefa Zajączka 9
01-518 Warszawa
Tel. : +48 22 569 85 00
Fax : +48 22 569 85 54
www.biomerieux.pl
www.biomerieux.com
www.biomerieux-diagnostics.com

